

アルコール棒状温度計



校正対応

- シンプルで見やすいアルコール棒状温度計
- 各種温度範囲をご用意しましたので、用途に合わせてご利用ください



転がり防止ゴム

棒状温度計（赤液）



スライドバック入（例）



金属ケース

15cm用 30cm用

■ 各種温度計

温度計種類							
校正	温度範囲	製品番号	価格(税別)	長さ (cm)	収納形態	目盛刻度 精度	感温液の色
—	−100〜50℃	0340-00	7,500円	30	筒入り	1目盛 1℃ 精度 ± 2℃	赤
—	−80〜50℃	0335-00	5,700円				
—	−70〜50℃	0320-00	4,400円				
—	−50〜50℃	0260-00	1,570円				
—	−40〜50℃	0330-00	2,600円				
—	−30〜50℃	0240-00	940円				
—	−20〜50℃	0230-00	1,310円				
●	0〜50℃	0220-00	940円				
—	−30〜105℃	0315-00	1,250円				
●	−20〜105℃	0140-00	900円				
●	−5〜105℃	0120-00	900円				
●	0〜100℃	0110-00	900円				
●	0〜150℃	0280-00	1,170円				
●	0〜200℃	0290-00	1,270円				
●	−20〜105℃	0140-10	940円	30	スライド パック	1目盛 1℃ 精度 ± 1℃	
●	−5〜105℃	0120-10	940円				
●	0〜100℃	0110-10	940円				
●	0〜200℃	0290-10	1,320円				
●	0〜50℃	0220-10	1,040円				
—	−20〜50℃	0600-00	1,220円	15	筒入り		
—	0〜50℃	0610-00	1,270円				
—	0〜100℃	0620-00	1,220円				

■ 各種保護ケース

保護ケース種類（別売り）			
長さ	製品番号	価格（税別）	製品名
30cm用	0955-00	2,060円	30cm用金属ケース
	0956-00	2,200円	30cm用金属ケース（スライドバック入）
15cm用	1710-90	1,830円	15cm用金属ケース

※金属ケースは弊社製アルコール棒状温度計専用です。