

PH計用オプション



校正対応

詳細はこちら

■ SK-625PH / SK-620PH II / SK-650PH 用センサ

製品番号	型式	測定範囲	測定精度	形状・材質など	価格(税別)
No.6400-30	PHP-31	pH：0.00～14.00pH 温度：0.0～50.0℃ 内部液KCl（補充不可）	pH：±0.28pH（0～2pH） ±0.08pH（2～12pH） ±0.38pH（12～14pH） 温度：±0.3℃（20～30℃） ±0.5℃（上記以外）	●標準センサ 約φ12×L135mm コード 約1m 	12,000円
No.6424-00	640S-1	pH：2.00～13.00pH 温度：0.0～50.0℃ 内部液KCl（補充可能）	pH：±0.03pH 温度：±0.5℃	●一般測定用 約φ12×L156mm コード 約1m 	30,500円
No.6425-00	640S-2 校正対象外	pH：2.00～13.00pH 温度：0.0～50.0℃ 内部液KCl（補充不可）	pH：±0.03pH 温度：±0.5℃	●全没用 約φ34×L147mm コード 約3m（防水構造） 	38,400円
No.6425-10	640S-3	pH：2.00～14.00pH 温度：0.0～50.0℃ 内部液KCl（補充可能）	pH：±0.03pH 温度：±0.5℃	●高アルカリでの測定用 約φ12×L159mm コード 約1m 先端拡大 	35,000円
No.6425-20 [注文製作品]	640S-4	pH：2.00～13.00pH （使用温度範囲15～50℃） 内部液KCl（補充可能）	pH：±0.03pH ※温度補償用センサは 内蔵されていません。	●果実の切り口、葉の表面、皮膚表面、 シャーレ内の微量サンプル測定に 約φ12×L156mm コード 約1m 先端拡大 	30,800円
No.6425-30 [注文製作品]	640S-5	pH：2.00～13.00pH （使用温度範囲10～50℃） 内部液KCl（補充可能）	pH：±0.03pH ※温度補償用センサは 内蔵されていません。	●試験管に直接挿入して の測定に 測定部：約φ6×L190mm センサ全長：約270mm コード約1m 先端拡大 	40,200円
No.6425-40 [注文製作品]	640S-6	pH：2.00～13.00pH （使用温度範囲10～50℃） 内部液KCl（補充可能）	pH：±0.03pH ※温度補償用センサは 内蔵されていません。	●水滴程度の微量サンプル の測定に 測定部：約φ3×L50mm センサ全長：約148mm コード約1m 先端拡大 	58,100円
No.6425-90 [注文製作品]	640S-T	温度：0.0～50.0℃ ※温度補償用センサとして640S-4/640S-5/640S-6と併せて使用	温度：±0.5℃	●温度センサ 感温部：約φ3.8×L100mm コード約1.2m 	6,300円

※ 640S-1/640S-2センサは、特注対応にてコード長の変更（1m単位）が可能です。詳しくはお問い合わせください。
※ 640S-2センサは、形状の関係でSK-625PH/SK-620PH IIに付属のpH標準液はご使用できません。pH標準液（下表参照）を別途ご購入ください。

■ pH計 オプション

該当指示計	製品番号	製品名	型式	価格(税別)
SK-610PH-Ⅱ	No.6414-00	SK-610PH-Ⅱ 用センサ	610S-Ⅱ	8,900円
SK-660PH SK-661PH SK-662PH	No.6431-00	交換用センサ	660S	8,500円
SK-625PH SK-620PH II	No.6400-52	AC アダプタ	PH30	6,600円
SK-650PH	No.7687-52	AC アダプタ	—	7,500円
SK-625PH SK-620PH II SK-650PH	No.7687-90	RS-232C 接続ケーブル （1.5m）	PH33	5,800円

■ pH計 標準液

製品番号	製品名	価格(税別)
No.6401-00	フタル酸塩標準液 pH4.01 500ml（JCSS）	5,500円
No.6401-10	フタル酸塩標準液 pH4.01 500ml	2,200円
No.6401-30	フタル酸塩標準液 pH4.01 35ml 5袋	3,650円
No.6402-00	中性りん酸塩標準液 pH6.86 500ml（JCSS）	5,400円
No.6402-10	中性りん酸塩標準液 pH6.86 500ml	2,200円
No.6402-30	中性りん酸塩標準液 pH6.86 35ml 5袋	3,650円
No.6404-00	ほう酸塩標準液 pH9.18 500ml（JCSS）	5,600円
No.6404-10	ほう酸塩標準液 pH9.18 500ml	2,200円
No.6404-30	ほう酸塩標準液 pH9.18 35ml 5袋	3,650円
No.6403-00	炭酸塩標準液 pH10.01 500ml（JCSS）	5,600円
No.6403-10	炭酸塩標準液 pH10.01 500ml	2,200円
No.6403-30	炭酸塩標準液 pH10.01 35ml 5袋	3,650円
No.6405-00	標準液3点セット（pH4.01、6.86、10.01） ※各500ml入り JCSS品ではありません	6,600円
No.6405-30	標準液3点セット（pH4.01、6.86、10.01） ※各35ml入り	2,550円
No.6426-00	補充液 35ml 3本セット（640S-1,3,4,5,6 用）	4,900円



詳細はこちら